

遠心分離用

スピッツ管P「ニッスイ」

滅菌済み

EOG 滅菌

使用目的および方法

試料を入れ遠心分離して沈殿物と上清を分けるための容器である。

特長

- ①透明で破損しがたく、洗浄の必要がない。
- ②溶血性がない。
- ③血清分離が良好。
- ④水浴中75℃、15分間の加熱に耐える。
- ⑤毎分6,000回転、30分間の遠心に耐える。

注意

- ①エステル、ケトン、20%以上のアルコールには用いないこと。
- ②以下のラベルを別売している。いずれも100枚130円。
スピッツ管Pにも利用できる。
黒ラベル(コード:06423)、赤ラベル(コード:06424)
青ラベル(コード:06425)、緑ラベル(コード:06426)
オレンジラベル(コード:06427)

製品コード 06470

包装 500本


希望納入価格 7,200円

規 格

本品はポリプロピレン樹脂製で、内容量は10mLである。

φ 17.2 × 102.2mm

(キャップはポリエチレン製)



*ハロゲン元素を含む添加剤は使用していないので、単独使用の場合燃焼によりダイオキシンを発生させることはない。



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>
E-mail : customer@nissui-pharm.jp

[カスタマーサポート]
Tel.03(5846)5707

SD1810A