

ふき取り採取用

細菌検査材料の採取・保存・輸送用

滅菌綿棒「ニッスイ」

使用目的および方法

本品は特殊な化学繊維の綿で作った、細菌検査材料の保存・輸送用培地に適合した滅菌綿棒である。

製品コード **06525**

包装 500本(10本×50)
希望納入価格 7,200円

製品コード **06526**

包装 300本(1本×300)
希望納入価格 6,900円

規 格

棒部：木製
綿部：ポリエステル繊維



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>
E-mail : customer@nissui-pharm.jp

[カスタマーサポート]
Tel.03(5846)5707

SD1810A