

高圧蒸気滅菌用袋

ブルーパック「ニッスイ」

無滅菌

製品コード **06570**

包装 200枚 (50枚×4)


使用目的および方法

本品はデイスターライズ製品を使用した後、本袋に入れて高圧蒸気滅菌し、そのまま廃棄できる便利な袋である。

*ハロゲン元素を含む添加剤は使用していないので、単独使用の場合燃焼によりダイオキシンを発生させることはない。

規 格

本品はポリプロピレン樹脂製である。
50枚×4
PPバンド200本付



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>
E-mail : customer@nissui-pharm.jp

[カスタマーサポート]
Tel.03(5846)5707

SD1810A