


フードスタンプ® 「ニッスイ」発育例

Food Stamp "Nissui"


標準寒天/Standard Method Agar
(一般生菌/Viable bacterial count)




デゾキシコレート寒天/Desoxycholate Agar
(大腸菌群/Coliform)




X-GAL寒天/X-GAL Agar
(大腸菌群/Coliform)




XM-G寒天/XM-G Agar
(大腸菌・大腸菌群/E.coli and Coliform)




TGSE寒天/TGSE Agar
(黄色ブドウ球菌/Staphylococcus aureus)




X-SA寒天/X-SA Agar
(黄色ブドウ球菌/Staphylococcus aureus)



MLCB寒天/MLCB Agar
(サルモネラ/Salmonella)



TCBS寒天/TCBS Agar
(腸炎ビブリオ/V.parahaemolyticus) (その他のビブリオ属/non V.parahaemolyticus)



セレウス寒天/Cereus Agar
(セレウス菌/Bacillus cereus)



サブロー寒天/Sabouraud Agar
(真菌/Yeast and Mold)



CP加ポトデキストロス寒天/Potato dextrose Agar with chloramphenicol
(真菌/Yeast and Mold)

